

Rejuvenecimiento integral  
y la solución a la flacidez

### ¿Por qué ContrÂge™ RF es la mejor elección?

- Sistema único por su versatilidad y potencia
- Exclusiva función BREASTUp para reafirmar los senos
- Único para rejuvenecimiento genital (labios mayores)
- Modo PerfectFit con efecto antiinflamatorio y regenerador en tratamientos post-cirugía de liposucción y lifting
- Tecnología RF de eficacia probada
- Piezas de mano ergonómicas
- Control exacto de la energía
- Sistema portátil, ligero y compacto
- Sin consumibles

### Beneficios de ContrÂge™ RF

- Eficaz en la flacidez y laxitud de cara, cuello y escote
- Piel de naranja y celulitis
- Mejora estrías y cicatrices
- Skin tightening & Body reshaping
- Ayuda a introducir serums y vitaminas en la piel
- Tratamientos rápidos, cómodos y sin incapacitación
- Seguro y efectivo en todo tipo de piel
- Confianza y satisfacción de los pacientes
- Tratamiento sencillo y personalizable

Complete rejuvenation  
and the solution to flaccidity

### Why is ContrÂge™ RF the best choice?

- Unique for its versatility and power
- Exclusive BREASTUp function to firm up the breasts
- Unique treatment for genital rejuvenation (labia majora)
- PerfectFit mode with anti-inflammatory and regenerating effect for post-surgical treatments after liposuction and lifting
- Proven, state-of-the-art RF technology
- Ergonomic handpieces
- Precise energy control
- Portable, lightweight and compact system
- No consumable materials

### Benefits of ContrÂge™ RF

- Effective against flaccidity of the face, neck and cleavage
- Orange peel skin and cellulite
- Reduces stretch marks and scars
- Skin tightening & Body reshaping
- Helps serums and vitamins penetrate into the skin
- Quick, comfortable treatments without downtime
- Safe and effective on all skin types
- Patient confidence and satisfaction
- Simple and personalized treatment

Intelligently designed tips  
Diferentes piezas de mano



Worldwide reference in laser and health solutions

INTERmedic posee una amplia trayectoria en el desarrollo y fabricación de soluciones de alta tecnología láser, radiofrecuencia y ultrasonidos para uso médico, y un compromiso constante con la innovación y la búsqueda de las terapias médicas más avanzadas para mejorar la calidad de vida de las personas. Distribuidores, clínicas y médicos de todo el mundo confían en nuestras plataformas médicas por su eficacia, seguridad y versatilidad.

INTERmedic has vast experience in the development and manufacture of high-tech laser, radiofrequency and ultrasound solutions for medical applications as well as a firm commitment to innovation and the pursuit of the most advanced medical therapies for improving people's health and quality of life. Distributors, clinics and doctors all over the world put their trust in our medical platforms thanks to their proven efficiency, security and versatility.




INTERmedic

Valles Technology Park  
C/ Boters 8-10  
08290 Cerdanyola del Vallés, Barcelona (España)  
Tel.: (+34) 93 265 66 61  
Fax: (+34) 93 245 48 06  
intermedic@inter-mediac.net

www.inter-mediac.net

Síguenos en / Follow us:  
www.facebook.com/pages/INTERmedic  
@IntermedicTweet  
www.linkedin.com/company/intermedic-arfran-s.a.  
www.youtube.com/user/IntermedicSpain



CE 0459

CONTRÂGE™ es una marca registrada por INTERmedic S.A.  
CONTRÂGE™ is a registered trademark of INTERmedic S.A.

CONTRÂGE™ RF

CONTRÂGE™ RF



El secreto de la eterna juventud · The secret of eternal youth

Sistema de RF para la flacidez de la piel, remodelado y post-cirugía  
RF system for sagging skin, remodelling and post-surgical treatments

INTERmedic  
laser & light solutions

Una nueva vía al rejuvenecimiento  
A new path to rejuvenation

Seguridad, eficacia y  
versatilidad de tratamientos  
en una RF compacta y potente

INTERmedic ha decidido ir un paso más allá y presenta la radiofrecuencia ContrÂge™ RF: la plataforma referente en rejuvenecimiento no invasivo, tensado cutáneo, remodelado facial y corporal y reducción de la celulitis. También incorpora los nuevos y exclusivos módulos de tratamiento: ContrÂge™ RF PerfectFit, para regeneración tisular post-cirugía, el módulo BreastUp para levantamiento de senos y el modo de rejuvenecimiento genital LabiaUp.

Safety, efficiency and multiple  
treatment options in a compact  
and powerful RF system

INTERmedic has decided to go one step further and present its radio frequency system ContrÂge™ RF. This gold standard platform for non-invasive rejuvenation, skin tightening, face and body remodelling and cellulite reduction also includes the new and exclusive treatment modules ContrÂge™ RF Perfect Fit for post-surgical tissue regeneration, BreastUp for breast lifting and the mode LabiaUp for genital rejuvenation.






## El secreto anti-edad The anti-aging secret

ContrÂge™ RF es un innovador tratamiento anti-edad para cara, cuerpo, senos, zona íntima femenina y post-cirugía, con tecnología de radiaciones electromagnéticas. El equipo integra tres tipos distintos de radiofrecuencia –RF monopolar, bipolar y dual alternante (monopolar y bipolar)– que calienta las capas profundas de la dermis, actuando sobre el colágeno y provocando un efecto tensor en la piel.

### 3 módulos de trabajo ContrÂge™ RF y exclusiva Tecnología iDepth


ContrÂge™ RF dispone de diferentes modos de trabajo y de la exclusiva tecnología iDepth para personalizar los tratamientos a las necesidades de cada paciente, ajustando la profundidad de entrega de la energía, según el tipo de RF utilizada y la combinación en el uso de módulos de trabajo.



#### Low iDepth

La energía se deposita en la dermis superficial. Acción superficial.


The energy is deposited on the superficial dermis. Surface action.



#### Medium iDepth

La energía alcanza la dermis media. Acción media.

The energy reaches the medium dermis. Medium-depth action.



#### High iDepth

La energía penetra más en la dermis. La acción más profunda.

The energy penetrates deeper into the dermis. The most in-depth.



ContrÂge™ RF is an innovative anti-aging treatment for the face, body, breast, female genital area and post-surgical treatments using electromagnetic radiation. It integrates three different types of radiofrequency – monopolar, bipolar and dual alternating (monopolar and bipolar) RF– in one single device, which heats the deep layers of the dermis, acts upon the collagen and causes a tightening effect on the skin.

### 3 work modules ContrÂge™ RF and the exclusive iDepth technology

ContrÂge™ RF has different work modes and the unique and exclusive iDepth technology to personalize treatment to each patient's needs, adjusting the depth of the power delivery, according to the type of radiofrequency used and the combination of work modules.

## Máxima versatilidad, múltiples aplicaciones Maximum versatility, multiple applications

### Diferentes tecnologías

ContrÂge™ RF dispone de diferentes tecnologías para personalizar los tratamientos a las necesidades de cada paciente: Radiofrecuencia, PerfectFit, Ultrasonido y Plasma (en preparación). Además, disponemos de 5 modos de trabajo para cada zona específica, ajustando el tipo de RF: Facial, BreastUp, Arms, Body, LabiaUp.

### Different technologies


ContrÂge™ RF has different technologies to personalize treatments to each patient's needs: Radiofrequency, PerfectFit, Ultrasound and Plasma (coming soon). In addition, and adjusting the RF type, there are 5 work modes for each specific area: Facial, BreastUp, Arms, Body, LabiaUp.

#### Tecnologías de ContrÂge™ RF

TECNOLOGÍA	MODOS
RF (radiofrecuencia)	FACIAL BREASTUp ARMS BODY LABIAUp
PerfectFit	
US (ultrasonodermabrasión)	
Plasma (en preparación)	

#### ContrÂge™ RF Technologies

TECNOLOGY	MODES
RF (radiofrequency)	FACIAL BREASTUp ARMS BODY LABIAUp
PerfectFit	
US (ultrasonic dermabrasion)	
Plasma (coming soon)	



Caderas. Remodela, reafirma y reduce volumen  
**Hips.** Reshapes, tones and reduces volume

Cartucheras. Remodela, reafirma y reduce volumen  
**Saddlebags.** Reshapes, tones and reduces volume

Nalgas y muslos. Remodela, reafirma, reduce volumen y celulitis  
**Buttocks and thighs.** Reshapes, tones and reduces volume and cellulite

Rodillas. Reduce volumen, flacidez, celulitis y reafirma  
**Knees.** Reduces volume, flaccidity, cellulite and tones

Zona íntima. Flacidez y regeneración de colágeno de labios mayores  
**Genital area.** Flaccidity and collagen regeneration of the labia majora

Brazos. Reafirmación y tensado  
**Arms.** Tone up and skin tightening

Cejas. Levantamiento  
**Eyebrows.** Lifting

Ojos. Patas de gallo  
**Eyes.** Crow's feet

Rostro. Flacidez, tensado, tono y textura  
**Face.** Flaccidity, skin tightening, tone and texture


Mentón. Remodelado, tensado y lifting  
**Chin area.** Remodelling, skin tightening and lifting

Cuello. Remodelado, tensado y lifting  
**Neck.** Remodelling, skin tightening and lifting

Escote. Tensado, tono y textura  
**Cleavage.** Skin tightening, tone and texture

Senos. Lifting y reafirmación  
**Breast.** Lifting and tightening

Abdomen. Remodela, reafirma y reduce volumen  
**Tummy.** Reshapes, tones and reduces volume



ANTES / BEFORE      DESPUÉS / AFTER

Cortesía de / Courtesy of Dr. Rafael Sevilla (Clínica Pielas, España / Spain)




ANTES / BEFORE      DESPUÉS / AFTER

Cortesía de / Courtesy of Dr. Rafael Sevilla (Clínica Pielas, España / Spain)



ANTES / BEFORE      DESPUÉS / AFTER

Cortesía de / Courtesy of Dr. Didier Pignatelli (Francia / France)



ANTES / BEFORE      DESPUÉS / AFTER

Cortesía de / Courtesy of Dr. Didier Pignatelli (Francia / France)

## PerfectFit, una ayuda para post-cirugía PerfectFit, and aid after-surgery

ContrÂge™ PerfectFit es la nueva herramienta de ayuda a la recuperación para tratamientos post-cirugía plástica y estética. Este avanzado modo de tratamiento favorece la regeneración del tejido y mejora los resultados tras procedimientos quirúrgicos de liposucción, lifting facial, rinoplastia, abdominoplastia y aumento o reducción mamaria, además de reducir las molestias postoperatorias.

ContrÂge™ PerfectFit is the new tool to aid recovery after cosmetic and plastic surgery. This advanced type of treatment enhances tissue regeneration and improves the results after surgical procedures such as liposuction, facelift, rhinoplasty, abdominoplasty and breast reduction or augmentation. It also reduces post-surgical discomfort.

#### Regeneración post-lifting

- Acción antiinflamatoria
- Efecto antiinflamatorio
- Reduce el dolor y los hematomas
- Mejora la microcirculación
- Reduce cicatrices y fibromas
- Ayuda a mejorar los resultados

#### After lifting regeneration

- Anti-inflammatory action
- Antiedematous effect
- Reduces pain and hematomas
- Improves microcirculation
- Reduces scars and fibroids
- Helps improve the results

#### Tras cirugía mamaria y abdominoplastia

- Favorece la relajación muscular
- Acción antiinflamatoria
- Efecto antiinflamatorio
- Reduce el dolor y los hematomas
- Activa la microcirculación
- Reduce cicatrices y fibromas

#### After breast surgery and abdominoplasty


- Promotes muscle relaxation
- Anti-inflammatory action
- Antiedematous effect
- Reduces pain and hematomas
- Activates microcirculation
- Reduces scars and fibroids

#### Después de la liposucción

- Ayuda a reestructurar el tejido
- Tratamiento antidolor
- Reduce el edema
- Ayuda a reabsorber hematomas
- Activa la microcirculación
- Limita la aparición de fibromas
- Acelera la cicatrización

#### After liposuction

- Aids the tissue restructuring
- Analgic treatment
- Reduces edema
- Helps to reabsorb hematomas
- Activates microcirculation
- Limits the risk of fibroids
- Improves wound healing



#### ContrÂge™ RF

##### Características técnicas

- Potencia generador: Hasta 200 W
- Funciones: RF, US (ultrasonodermabrasión), Sonoforesis
- Modos de trabajo: Monopolar, Bipolar, Blend (Dual Alternante) 10 al 90%
- Electrodo: Facial 3cm<sup>2</sup>, cuello y escote 5cm<sup>2</sup>, senos 8cm<sup>2</sup>, corporal y brazos 50cm<sup>2</sup>
- Dimensiones: 30 x 20 x 40cm (Alto x Ancho x Profundo)
- Peso: 12 kg

##### Technical specifications

- Generator power: Up to 200 W
- Functions: RF, US (ultrasonic dermabrasion), Sonophoresis
- Work modes: Monopolar, Bipolar, Blend (Dual Alternating) 10 to 90%
- Electrodes: Facial 3cm<sup>2</sup>, neck and cleavage 5cm<sup>2</sup>, breasts 8cm<sup>2</sup>, body and arms 50cm<sup>2</sup>
- Dimensions: 30 x 20 x 40cm (Height x Width x Depth)
- Weight: 12 kg

